

腹臥位用テーブル


- ◎ 黄斑円孔や網膜はく離、糖尿病網膜症の術後には、網膜を押さえるため3～10日間うつ伏せにしていなければなりません。
- ◎ そんな時に、うつ伏せのまま楽に身体を預けることができます。



楽にうつ伏せを保てる
身体を預けやすい形状なので、楽にうつ伏せ姿勢を保てます。



ロック解除レバー
患者さんが触りにくい場所に配置。動かしたいときはレバーを握ります。




プロン枕
目を圧迫しないように専用の枕を使用します。



カンタン高さ調整
レバーを握ると、一人でカンタンに高さ調整をすることができます。

常時四輪ロック
常にロックがかかっているため、ロックし忘れることはありません。

仕様	
型番	KMPRN590
幅 W	596 mm
奥行 D	761 mm
高さ H	684 ~ 944 mm
TV 視穴	φ190 mm



【使用イメージ】